

Equipo de masaje corporal, que genera un movimiento vibratorio giratorio, dando como resultado los siguientes efectos:

- Aumento de la circulación sanguínea, venosa, linfática, mejorando el metabolismo celular y la celulitis.
- Mejora el transporte de nutrientes, así como oxigena las células y músculos.
- Aumenta la eliminación de toxinas, líquidos.
- Genera múltiples beneficios a la piel ya que mejora la piel seca, la textura al eliminar las células muertas de la superficie y estimula su función aumentando la actividad de las glándulas sebáceas.
- Genera relajación de los músculos tensos debido al efecto de calentamiento.
- Alivia tensiones musculares, dolores y molestias por la rápida eliminación de productos de desecho.
- Ayuda al drenaje de áreas de tejido adiposo blando y duro.
- Reducir los depósitos de grasa localizados.



El cabezal de masaje es activado por un potente motor eléctrico, que descansa en un pedestal, tiene unas salidas de aire que no deben ser obstruidas y posee una manguera flexible que conecta el motor al cabezal vibratorio. Este cabezal tiene piezas cambiables con diferentes aplicaciones a nivel corporal, que le da al profesional mayor amplitud en los efectos terapéuticos del masaje. La intensidad del tratamiento se controla en la perilla, para trabajar a nivel profundo o superficial.

Modo de uso:

Una vez evaluado el cliente y verificando que no hay contraindicaciones al tratamiento, procederemos a comenzar con el masaje.

Para mantener la higiene del equipo se recomienda desinfectar tanto el área de trabajo como el manípulo antes y después del tratamiento, se puede colocar una funda en el cabezal para protegerlo y nos aseguraremos de que el equipo esté estable.

Tomamos el cabezal y encendemos el equipo con precaución alejando el cabezal del cliente, siempre comenzando con la intensidad de menos a más, a tolerancia del cliente. La superficie de cada cabezal debe ir paralela a la superficie del cuerpo y adaptándose al contorno. No debe ser utilizado sobre áreas óseas o sobre el abdomen con tono muscular deficiente.

Las maniobras realizadas asegurarán la eficacia del tratamiento y la seguridad del cliente, por ello es muy importante realizar movimiento ascendente en el caso de las piernas, siempre en sentido del drenaje natural del cuerpo. El terapeuta puede realizar movimientos de masaje manual con el aplicador mecánico, combinando la profundidad del tratamiento vibratorio con el toque personal.

El tiempo de aplicación recomendado por zona no debe exceder los 30 minutos.

La cantidad de sesiones puede variar entre 5 a 10, 2 a 3 semanales. El tratamiento dependerá de la zona del cuerpo a tratar, el metabolismo del cliente, y los resultados que buscamos.

Posee 5 cabezales:



Cabezal circular de esponja suave y versátil. Para partes sensibles del cuerpo. Masaje ligero y suave. Utilizado antes y después de cualquier tratamiento para preparar los tejidos y descontracturar. Velocidades entre 3 y 5.

Se recomienda utilizar talco en el área cuando hagamos uso de esta esponja, ya que el aceite puede dañarla, es muy utilizada para comenzar y calentar el área de tratamiento con movimientos suaves, de eflourage, ayudándonos con la otra mano para generar movimientos rítmicos.



Cabezal circular con puntas grandes para masaje en profundidad. Utilizar con velocidades bajas. Entre niveles 1 y 2. A máxima velocidad (nivel 5) también se utiliza para hacer tratamientos áreas de grasa subcutánea sólida, activación de la circulación, piel áspera y masaje anticelulíticos. Cuanto más profunda sea la presión sobre el tejido adiposo y el aumento de la circulación en el área ayudará a la dispersión de los depósitos de grasa.



Cabezal circular con múltiples puntas finas de silicona que actúa a nivel de la epidermis. Tratamientos de estimulación, exfoliación, vasodilatación y masaje vigorizante. Se utiliza en espalda, en nalgas y en muslos. Utilizar con velocidad 5. Prepara la piel para facilitar la penetración de cremas reductoras, drenantes o aceites corporales. Utilizado en tratamientos deportivos antes del ejercicio debido a la acción hiperemiante generada de modo local con el masaje (niveles 4 y 5).



Aplicador cuadrado de 4 semiesferas. se usa con presión profunda en áreas carnosas como glúteos y muslos. Velocidades 1, 2 y 3.



Aplicador en forma de V de esponja. Contorno apropiado para el trabajo de hombros, cuello, espalda, cervicales, piernas y rodillas. Muy indicado para trabajos de relajación y para combatir el estrés diario. Utilice una funda de fibra o papel para recubrir el cabezal durante su uso. Utilícelo con velocidades 2,3 y 4.

Se recomienda el uso de talco para trabajar con los manípulos, y se puede lavar los cabezales del aplicador (no los de esponja) con agua caliente y jabón, o limpiar con desinfectante, así eliminamos el talco, las células muertas de la piel y el sebo. Luego se secan y pueden desinfectarse en un equipo de ultravioleta. También se pueden comprar cubiertas protectoras desechables o fundas de fibra o papel para recubrir el cabezal durante su uso.

Para finalizar se puede aplicar un masaje o drenaje manual para calmar la piel después de la aplicación del tratamiento. Y se puede complementar el tratamiento ofreciendo algún otro servicio diferente, cuidado de la piel, firmeza y tonificación.

Una aplicación demasiado fuerte, en exceso, la elección incorrecta del cabezal para el área de tratamiento o la aplicación incorrecta y prolongada, pueden causar daño, eritema, dilatación de capilares y hematomas.

La ventaja de este equipo es que produce un masaje mucho más profundo. Es mucho menos agotador para el terapeuta.

Contraindicaciones

- Inflamación y trastornos de la piel.
- Trombosis / flebitis.
- Heridas abiertas, corte o abrasiones.
- Tejido cicatrizal.
- Áreas óseas prominentes.
- Alteraciones vasculares.
- Piel hipersensible, o muy fina.
- Quemaduras solares.
- Edema, Fracturas recientes.
- Afecciones vasculares, varices, tromboflebitis y linfagitis.
- Zonas excesivamente vellosas.
- Personas con problemas cardíacos.
- Personas que lleven marcapasos.
- Enfermedades infecciosas e inflamatorias en su fase más aguda.
- Embarazo.
- Tumores.
- Problemas de presión sanguínea alta y/o baja.
- Problemas cardiovasculares, flebitis o trombosis.
- Diabetes.
- Epilepsia.
- Eczemas.
- Psoriasis.



Yubitzay Avila
Customer Training
T. +34 93 824 9020
y.avila@weelko.com
S. Yubitzay Avila

Weelko Barcelona S.
L.
Pol. Ind. La Valldan
Camí de Garreta, 92
08600 Berga
Barcelona – Spain
T. +34 93 824 9020
info@weelko.com
www.weelko.com

Body massage equipment, which generates a rotating vibratory movement, resulting in the following effects:

- Increased blood, venous, lymphatic circulation, improving cell metabolism and cellulite.
- Improves the transport of nutrients, as well as oxygenates the cells and muscles.
- Increases the elimination of toxins and liquids.
- Generates multiple benefits to the skin as it improves dry skin, texture by removing dead cells from the surface and stimulates its function by increasing the activity of the sebaceous glands.
- Generates relaxation of tense muscles due to the warming effect.
- Relieves muscle tension, aches and pains due to the rapid elimination of waste products.
- Helps drainage of soft and hard adipose tissue areas.
- Reduce localized fat deposits.



The massage head is activated by a powerful electric motor, which rests on a pedestal, has air outlets that must not be obstructed and has a flexible hose that connects the motor to the vibrating head. This head has interchangeable parts with different applications at body level, which gives the professional greater amplitude in the therapeutic effects of the massage. The intensity of the treatment is controlled by the knob, to work at deep or superficial level.

Mode of use:

Once the client has been evaluated and verified that there are no contraindications to the treatment, we will proceed to start the with the massage.

To maintain the hygiene of the equipment it is recommended to disinfect both the work area and the handpiece before and after the treatment, a cover can be placed on the head to protect it and we will make sure that the equipment is stable.

We take the head and turn on the equipment with caution, moving the head away from the client, always starting with the intensity from less to more, according to the client's tolerance. The surface of each head should be parallel to the surface of the body, adapting to the contour. It should not be used on bony areas or on the abdomen with poor muscle tone.

The maneuvers performed will ensure the effectiveness of the treatment and the safety of the client, so it is very important to perform upward movement in the case of the legs, always in the direction of the natural drainage of the body. The therapist can perform manual massage movements with the mechanical applicator, combining the depth of the vibratory treatment with the personal touch.

The recommended application time per zone should not exceed 30 minutes.

The number of sessions can vary between 5 to 10, 2 to 3 per week. The treatment will depend on the area of the body to be treated, the client's metabolism, and the results we are looking for.

It has 5 heads:



Soft and versatile circular sponge head. For sensitive parts of the body. Light and gentle massage. Used before and after any treatment to prepare the tissues and decontract. Speeds between 3 and 5.

It is recommended to use talcum powder on the area when using this sponge, as the oil can damage it, it is widely used to start and warm up the treatment area with soft movements, effleurage, helping us with the other hand to generate rhythmic movements.



Circular head with large tips for deep massage. Use with low speeds. Between levels 1 and 2. At maximum speed (level 5) it is also used to treat areas of solid subcutaneous fat, activation of circulation, rough skin and anti-cellulite massage. The deeper the pressure on the adipose tissue and the increased circulation in the area will help the dispersion of fat deposits.



Circular head with multiple fine silicone tips that acts at the epidermis level. Stimulation, exfoliation, vasodilation and invigorating massage treatments. Used on the back, buttocks and thighs. Use with speed 5. Prepares the skin to facilitate the penetration of slimming creams, draining creams or body oils. Used in sports treatments before exercise due to the hyperemiant action generated locally with the massage (levels 4 and 5).



Square applicator with 4 hemispheres. Used with deep pressure on fleshy areas such as buttocks and thighs. Speeds 1, 2 and 3.



V-Shaped sponge applicator. This shape is conceived for using it in shoulders, neck, back, cervical area, legs and knees. Suitable for relaxing and anti-stress treatments. Use a fiber or paper cover to protect the applicator during its use. Use it with speeds 2, 3 and 4.

It is recommended to use talcum powder to work with the handpieces, and the applicator heads (not the sponge ones) can be washed with hot water and soap, or cleaned with disinfectant to remove talc, dead skin cells and sebum. They are then dried and can be disinfected in an ultraviolet machine. Disposable protective covers or fiber or paper covers can also be purchased to cover the head during use.

Finally, a massage or manual drainage can be applied to soothe the skin after the treatment. And the treatment can be complemented by offering a different service, skin care, firming and toning. Too strong an application, too much, incorrect choice of head for the treatment area or incorrect and prolonged application can cause damage, erythema, dilation of capillaries and hematomas. The advantage of this equipment is that it produces a much deeper massage. It is much less strenuous for the therapist.

Contraindications

- Inflammation and skin disorders.
- Thrombosis / phlebitis.
- Open wounds, cuts or abrasions.
- Scar tissue.
- Prominent bony areas.
- Vascular disorders.
- Hypersensitive or very thin skin.
- Sunburn.
- Edema, recent fractures.
- Vascular conditions, varicose veins, thrombophlebitis and lymphagitis.
- Excessively hairy areas.
- People with heart problems.
- People wearing pacemakers.
- Infectious and inflammatory diseases in their most acute phase.
- Pregnancy.
- Tumors.
- High and/or low blood pressure problems.
- Cardiovascular problems, phlebitis or thrombosis.
- Diabetes.
- Epilepsy.
- Eczemas.
- Psoriasis.



Yubitzay Avila
Customer Training
T. +34 93 824 9020
y.avila@weelko.com
S. Yubitzay Avila

Weelko Barcelona S.
L.
Pol. Ind. La Valldan
Camí de Garreta, 92
08600 Berga
Barcelona – Spain
T. +34 93 824 9020
info@weelko.com
www.weelko.com