



BEQUIPMENT SCRUBBER • Ref. WKB2204

BEQUIPMENT SCRUBBER

Ultralydapparat for peeling

Ultralydpeeling er en avansert, ikke-invasiv teknologi for ansiktseksfoliering, utviklet for å gi huden en dyprens ved hjelp av høyfrekvente ultralydvibrasjoner.

Systemet bruker en ultralydspatel i metall som skaper mikrovibrasjoner som kan løsne døde hudceller og fjerne urenheter, overflødig talg og rester som har samlet seg i porene – uten å irritere huden.

I tillegg til å eksfoliere og løse opp tilstoppede porer, bidrar enheten også til at aktive ingredienser kan trenge bedre inn via sonoforese, noe som forsterker fuktgivende, regenererende og anti-aldningsbehandlinger.

Takket være den skånsomme og kontrollerte virkningen passer behandlingen for de fleste hudtyper og gir synlige resultater allerede fra første økt – huden etterlates renere, klarere, bedre oksygenert og mer revitalisert.

Hvordan fungerer ultralydpeeling?

Spatelen genererer ultralydbølger på 25/27 kHz som skaper mekaniske vibrasjoner med høy frekvens.

Når spatelen kommer i kontakt med fuktig hud:

- Det oppstår mikrovibrasjoner som kan løsne døde hudceller og urenheter.
- Dette gjør det enklere å rense porer og komedoner i dybden.
- Mikrosirkulasjon og cellefornyelse stimuleres.
- Opptaket av aktive ingredienser i kosmetiske produkter forbedres.

Viktigste fordeler

- Dyp og skånsom eksfoliering uten inngrep
- Fjerner døde hudceller

- Rensing av porer og komedoner
- Fjerner hudormer og urenheter
- Jevnere hudtekstur og mer glød
- Stimulerer cellefornyelsen
- Bedrer oksygeneringen i vevet
- Fremmer produksjonen av kollagen og elastin
- Øker opptaket av aktive ingredienser i kosmetikk
- Reduserer fine linjer og små ujevnheter
- Bidrar til å kontrollere overflødig talg

Teknologier og arbeidsmoduser

Enheten gjør det mulig å jobbe med ulike typer ultralydutslipp, avhengig av behandlingsmål.

☐ KONTINUERLIG MODUS

Eksfoliering og dyprens

Ultralyd-bølgen sendes ut kontinuerlig, noe som gir en kraftigere og mer vedvarende effekt.

Spesielt anbefalt for:

- Tykk hud
- Fet hud
- Tilstoppede porer
- Komedoner
- Opphopning av urenheter

Fordeler:

- Dyp rens
- Fjerning av hudormer
- Reduksjon av opphopet talg
- Åpner og renser tilstoppede porer
- Cellefornyelse

☐ PULSERENDE MODUS

Næring og bedre innsuling av aktive ingredienser

Ultralyd sendes ut i pulser med korte intervaller.

Ideell for:

- Sensitiv hud
- Skånsomme områder
- Dypere innslusing av aktive ingredienser
- Fukt og fornyelse

Fordeler:

- Forbedrer opptaket av serum og ampuller
- Stimulerer mikrosirkulasjonen
- Bedrer oksygentilførselen
- Oppstrammende effekt
- Forsterker anti-age-behandlinger

Indikasjoner

Anbefales spesielt for:

- Fet eller kombinert hud
- Store porer
- Komedoner og hudormer
- Lett akne
- Tilstoppet hud
- Livløs hud
- Hud uten spenst
- Ujevn hudtekstur
- Fuktprotokoller
- Anti-age-behandlinger

Den kan også brukes på sensitiv hud ved å justere intensitet og behandlingstid.

Kontraindikasjoner

Skal ikke brukes ved:

- Pacemaker
- Hjertesykdommer

- Graviditet (etter faglig vurdering)
- Metallimplantater
- Aktive infeksjoner
- Alvorlig inflammatorisk akne
- Åpne sår
- Aktiv rosacea
- Svært irritert hud
- Smittsomme hudsykdommer
- Alvorlige, aktive allergier

Systemkomponenter

☒ Ultralydspatel

Hovedelementet i behandlingen.

Skaper ultralydvibrasjoner for eksfoliering, rens og bedre innsusning av aktive ingredienser.

Profesjonell behandlingsprotokoll

Forberedelse av huden

1. Fjern sminke og rens huden på forhånd.
2. Ta av smykker og metallgjenstander.
3. Påfør toner, vann eller ledende gel.
4. Hold huden fuktig gjennom hele behandlingen.

Oppsett av enheten

Velg bølgetype i «STATE»:

- Kontinuerlig
- Pulserende

Juster intensiteten via «ENERGY», alltid gradvis og i tråd med kundens toleranse.

Arbeidsteknikk

☒ Rens og eksfoliering

- Arbeid med spatelen i 45° vinkel.
- Gjør myke, oppadgående bevegelser.
- Hold jevn kontakt med huden.

- Bruk tuppen av spatelen til desincrustation.

Funksjon:

- Fjerner døde hudceller
- Renser porene
- Fjerner urenheter

☒ Innslusing av aktive ingredienser (sonoforese)

- Påfør serum eller ampulle.
- Arbeid med den flate siden av spatelen.
- Gjør langsomme, jevne bevegelser.

Funksjon:

- Gjør at aktive ingredienser tas bedre opp
- Øker fuktigheten
- Gir huden ny glød

Anbefalt tid

Eksfoliering:

☒ 5–10 minutter

Innslusing av aktive ingredienser:

☒ 3–5 minutter

Omtrentlig total tid:

☒ 10–15 minutter

Faglige anbefalinger

- Hold huden fuktig hele tiden
- Jobb alltid med jevne, stabile bevegelser
- Ikke bruk for hardt trykk
- Tilpass intensiteten etter hvor sensitiv huden er
- Kan kombineres med:
 - Hydrodermabrasjon
 - Ultralyd
 - Kaldhammer

Høy frekvens Viktige forholdsregler

- Ikke bruk oljebaserte produkter eller eteriske oljer
- Ikke arbeid på tørr hud
- Ikke la spatelen være aktiv uten bruk over lengre tid
- Ikke bruk etsende stoffer
- Ikke slå eller mist håndstykket
- Ikke bøy eller strekk kabelen
- Ikke bruk produkter med høy viskositet
- Bruk kun originale deler

Systemets sikkerhet

Enheten er utstyrt med et automatisk beskyttelsessystem:

Hvis spatelen mister kontakt med huden, eller ledningen er dårlig, stopper systemet automatisk ultralydutslippet for å sikre trygg og korrekt drift.

Hygiene og vedlikehold

- Rengjør spatelen etter hver bruk
- Bruk ikke-korrosive desinfeksjonsmidler
- Ikke bruk slipende materialer
- Hold enheten tørr og ren
- Kontroller jevnlig tilkoblinger og kabler

Forventede resultater

Huden fremstår:

- Renere og mer rensset
- Mer strålende og jevn
- Med bedre tekstur
- Mykere og mer oksygenert
- Med mindre opphopning av talg og urenheter
- Mer mottakelig for aktive ingredienser i kosmetikk
- Mer revitalisert og sunnere

info@weelko.com

www.weelko.com