

**BEQUIPMENT HIGH FREQUENCY • Ref. WKB2304****HØYFREKVENNS – ELEKTROTHERAPI FOR ANSIKT OG HODEBUNN**

Høyfrekvens er en elektroterapiteknologi som brukes i profesjonell hudpleie for sin bakteriedrepende, oksygenerende, stimulerende og avsvellende effekt på hud og hodebunn.

Den virker ved hjelp av høyfrekvent vekselstrøm som ledes gjennom gassfylte glasselektroder (argon eller neon). Dette gir en mild varmeeffekt og danner ozon ved kontakt med huden, noe som bidrar til bedre oksygentilførsel i vevet, økt sirkulasjon og fjerning av bakterier på overflaten.

Dette er en svært allsidig teknologi som brukes mye i ansiktsbehandlinger etter rens, ved fet eller akneutsatt hud, i anti-age-behandlinger og i stimulerende protokoller for hodebunnen.

I tillegg til bruk i ansiktet kan høyfrekvens også benyttes i hodebunnen for å fremme mikrosirkulasjon og stimulere sunn hårvekst.

Viktigste fordeler

- Bakteriedrepende og antiseptisk virkning
- Oksygenering av vev
- Bedre blodsirkulasjon
- Cellestimulering
- Beroligende og avsvellende effekt
- Bidrar til å trekke sammen porene etter utklemming
- Fremmer tilheling
- Stimulerer hodebunn og håraktivitet
- Øker opptaket av aktive virkestoffer i kosmetikk
- Forbedrer hudens helhetsinntrykk

Elektrodetyper

Enheten leveres med flere typer elektroder, utviklet for å tilpasses ulike områder og behandlingsmål.

☒ Soppformet elektrode

En større elektrode som brukes til å behandle større flater i ansikt og på kropp. Dette er den største elektroden, med en rund, sopp-/sjampinjongform. Ved direkte kontakt med huden skaper den direkte gnister (sparking) med lette berøringer (effluvium eller direkte påføring), uten at elektroden løftes fra huden. Den gir en beroligende og avsvellende effekt. Brukes på større områder – ansikt, hals, rygg – etter utklemming og hudrens, og også etter fotpleiebehandlinger.

Bruksområder:

- Ansikt
- Panne
- Hals
- Rygg
- Føtter

Brukes særlig etter ansiktsrens og utklemming for å roe ned huden og bidra til bedre oksygenering.

☒ Spatel- eller skjeformet elektrode

Utformet for mer presise og mellomstore områder i ansiktet. Den har en liten, spiss tupp.

Brukes på mellomstore hudområder, for eksempel haken.

Bruksområder:

- Ansiktskontur
- Hake
- Kinn
- Lokale områder

Funksjon:

Gjør det mulig å jobbe med mer presise områder, samtidig som den oksygenerende og stimulerende effekten bevares.

☒ Kuleformet elektrode

Punktkauteriserende elektrode som brukes på spesifikke ujevnheter.

Bruksområder:

- Pustler
- Papler
- Komedoner
- Lokale områder med tendens til akne

Funksjon:

Brukes med direkte gnist for å gi en lokal bakteriedrepende effekt og støtte hudens balanse etter utklemming.

☒ Rett elektrode

Elektrode som hovedsakelig brukes til indirekte behandlinger.

Funksjon:

Gir en generell stimulering og avslapning ved bruk av indirekte teknikk.

Brukes også mye i hårbehandlinger.

Typer lys og gasser

Elektrodene fungerer med ulike gasser som gir forskjellige terapeutiske effekter, avhengig av behandlingen som utføres.

☒ **Fiolett lys – Argongass**

Gir en bakteriedrepende og antiseptisk effekt. Perfekt ved aknebehandling og etter rens, siden det fjerner bakterier og stimulerer tilheling.

Indikasjoner:

- Akne
- Fet hud
- Etter utklemming
- Tilstoppet hud

Fordeler:

- Fjerner bakterier
- Fremmer tilheling
- Demper betennelse

- Bidrar til å løsne opp i tilstoppet hud og fremmer heling.
- Forebygger hudinfeksjoner etter utklemming.

☒ Oransje lys – neongass

Gir en stimulerende og oppkvikkende effekt. Ideell for å sette i gang blodsirkulasjonen, fremme cellefornyelse og bidra til at produkter trenger bedre inn i anti-age- og hudnærende behandlinger.

Indikasjoner:

- Anti-age-behandlinger
- Livløs hud
- Nærende protokoller
- Stimulering av hodebunn

Fordeler:

- Aktiverer blodsirkulasjonen
- Fremmer celleregenerering
- Forbedrer opptaket av aktive ingredienser
- Revitaliserer vevet

Bruksmoduser

- Direkte bruk

Elektroden settes i direkte kontakt med ansiktshuden og gir en beroligende, bakteriedrepende og stimulerende effekt. Anbefales spesielt til fet og akneutsatt hud, samt som del av rutiner etter rens.

Behandlingsprotokoll

1. Velg riktig elektrode.
2. Sjekk at intensiteten står på minimum.
3. Huden må være ren og fri for alkoholbaserte produkter.
4. Slå på apparatet.
5. Øk intensiteten gradvis i tråd med kundens toleranse.
6. Arbeid med jevne, skånsomme bevegelser over huden.
7. Hold elektroden i kontinuerlig bevegelse.
8. Til slutt senker du intensiteten til minimum før elektroden fjernes.

Anbefalt tid

☒ 3–5 minutter

Anbefalt frekvens: én gang i uken

- Indirekte bruk

Kunden holder den rette elektroden i hånden, mens behandleren utfører massasjebevegelser med hendene over huden uten å berøre elektroden direkte. Dette skaper en krets mellom kunden og behandleren.

Gir en stimulerende, avslappende og revitaliserende effekt.

Applikasjonsprotokoll

1. Kunden holder den rette elektroden.
2. Slå på apparatet på laveste intensitet.
3. Øk intensiteten gradvis.
4. Utfør ansikts- eller hodebunnsmassasje.
5. Slå av apparatet før elektroden fjernes.

Apparatet leveres som standard med kun én type lys, men det er mulig å kjøpe ekstra elektroder.

Under behandlingen skal håndstykket være i kontinuerlig bevegelse og ikke holdes stille på ett punkt. Det anbefales at hver økt varer maks 5 minutter, og ikke oftere enn én gang i uken.

Applikasjonselektroden skal desinfiseres etter hver behandling med en desinfeksjonsløsning.

Gni alltid forsiktig, og unngå å legge for mye trykk.

Indikasjoner

Særlig anbefalt for:

- Fet hud
- Lett akne
- Etter utklemming
- Livløs hud
- Anti-age-behandlinger
- Stimulering av hodebunn
- Tilstoppet hud
- Oksygenerende protokoller

Kontraindikasjoner

Skal ikke brukes ved:

- Graviditet
- Pacemaker
- Hjertesykdom
- Epilepsi
- Kreft
- Ustabil diabetes
- Sensitivitetsforstyrrelser
- Metallimplantater
- Åpne sår
- Aktiv, alvorlig rosacea

Viktige forholdsregler

- Ikke bruk produkter som inneholder alkohol under behandlingen.
- Håndstykket må hele tiden være i bevegelse.
- Ikke hold elektroden stille på ett og samme punkt.
- Fjern kundens smykker og metallgjenstander.
- Ikke berør slimhinner eller selve øyeeplet.
- Øk intensiteten gradvis.
- Slå alltid av apparatet før du tar av elektroden.

Glasselektroden vil kunne gi gnister når den holdes nærmere enn 1 1/2,5 cm fra huden mens apparatet er på; reduser intensiteten. Hvis kunden fortsatt kjenner gnistingen, kan ansiktet dekket med et lite, tørt håndkle eller gasbind (ikke bruk nylon eller syntetiske fibre). Den skal brukes på ren hud uten kosmetiske produkter med brannfarlige aktive ingredienser (alkohol), siden gnisten kan forårsake forbrenning. Det er viktig å ikke forlenge behandlingen utover det som anbefales, da effekten kan bli negativ, oksidativ og uønsket for huden.

For å unngå elektriske støt må behandleren sørge for at intensiteten står på minimum før vedkommende berører kundens ansikt, og deretter øke høyfrekvensenergien gradvis.

Før du løfter glasselektroden bort fra huden, må du senke «H/energy» til minimum, slå av apparatet og deretter føre elektroden bort fra huden.

Når du setter inn eller bytter glasselektroder, pass på at utgangseffekten står på minimum og at «H/energy» er slått av.

Glasselektroder i rør må holdes rene og tørre, og skal steriliseres både før og etter hver bruk.

Hygiene og vedlikehold

- Elektrodene skal rengjøres og desinfiseres før og etter hver bruk.
- Håndter glasset forsiktig for å unngå skader.
- Hold elektrodene tørre og i god stand.
- Ikke bruk for hardt trykk under rengjøring.

Forventede resultater

Huden fremstår:

- Mer oksygenert
- Roligere og mindre hoven
- Med mindre betennelse og rødhet
- Klarere og mer revitalisert
- Med synlig forbedring ved fet og akneutsatt hud

Ved hårbehandlinger:

- Bedre mikrosirkulasjon
- Stimulerer hodebunnen
- Fremmer sunn hårvekst

info@weelko.com

www.weelko.com