



BEQUIPMENT BRUSHES • Ref. WKB2604

BROSSAGE EKSFOLIERINGSUTSTYR – — ROTERENDE ANSITSBEHANDLING BØRSTER

Brossage-enheten er en profesjonell teknologi for ansiktsrens, utviklet for å gi kontrollert mekanisk rens ved hjelp av roterende børster og spesialhoder tilpasset ulike hudtyper.

Hovedfunksjonen er å fjerne døde hudceller, overflødig talg, sminkerester og urenheter som samler seg på hudoverflaten, og dermed bidra til bedre oksygenering, jevnere hudstruktur og mer glød.

Systemet har et toveis roterende håndstykke og flere utskiftbare hoder, slik at renseintensitet og -dybde kan tilpasses etter hver kundes behov.

Takket være den roterende bevegelsen og den mekaniske massasjen fremmer det også mikrosirkulasjon og stimulerer celledfornyelsen, noe som gir en renere, jevnere og mer revitalisert hud.

Hvordan fungerer Brossage-systemet?

Epidermis består av celler som fornyes kontinuerlig. I denne naturlige prosessen samler døde celler seg på hudoverflaten og danner et forhornet lag som kan tette porene og hindre god oksygenering av huden.

Brossage-systemet utfører mekanisk rens og eksfoliering med roterende børster som på en kontrollert måte fjerner døde hudceller og oppsamlede rester, stimulerer celledfornyelsen og forbedrer hudens helhetsinntrykk.

I tillegg gir den sirkulære bevegelsen i håndstykket en behagelig massasje som bidrar til å sette i gang blodsirkulasjonen og revitalisere vevet.

Viktigste fordeler

- Dybderens av huden
- Fjerning av døde hudceller

- Jevnere hudtekstur og mer glød
- Reduserer urenheter og overflødig talg
- Bidrar til å åpne tilstoppede porer
- Fremmer cellefornyelse
- Stimulerer mikrosirkulasjonen
- Forbedrer opptaket av kosmetiske produkter
- Gjør det enklere å rense vanskeligtil-gjengelige områder som nese og T-sone
- Gir mykere, jevnere hud

Utstyrskomponenter

Utstyret inneholder:

- 1 profesjonelt roterende håndstykke
- 2 ansiktsbørster (stor og liten)
- 2 eksfolierende steiner (stor og liten)

Typer hoder

☒ Stor ansiktsbørste

Anbefales til behandling av større områder i ansiktet.

Bruksområder:

- Kinn
- Panne
- Nakke
- Rygg

Funksjon:

Gir en skånsom og jevn rens – perfekt for normal eller sensitiv hud.

☒ Liten ansiktsbørste

Utformet for mer presise og skånsomme områder.

Bruksområder:

- T-sone

- Sidene av nesen
- Hake

Funksjon:

Gir mer presis tilgang til vanskeligeå-rengjøre områder.

☒ Stor eksfolieringsstein

Anbefales for dypere eksfoliering på tykk og robust hud.

Funksjon:

Bidrar til å fjerne døde hudceller og forbedre hudens tekstur med mer intensiv eksfoliering.

☒ Liten eksfolieringsstein

Utformet for å behandle avgrensede områder eller små ujevnheter.

Funksjon:

Gir en mer målrettet og kontrollert eksfoliering.

Valg av hastighet og behandlingshode

Rotasjonshastighet og type behandlingshode må velges ut fra:

- Hudtype
- Hudens sensitivitet
- Kundens komfort
- Kosmetisk produkt som brukes
- Ønsket eksfolieringsintensitet

Anbefalinger:

- Lav hastighet → sensitiv hud eller skånsom peeling
- Middels/høy hastighet → fet, robust hud eller mer dyptgående peeling

Grovkornede eksfolierende produkter krever lavere hastighet for å unngå irritasjon.

Indikasjoner

Spesielt anbefalt for:

- Fet eller kombinert hud
- Livløs hud
- Tilstoppede porer
- Svarte prikker og hvite prikker
- Hud med ujevn tekstur
- Dyp ansiktsrens
- Protokoller for hudfornyelse

Kontraindikasjoner

Skal ikke brukes ved:

- Aktiv rosacea
- Svært sensitiv hud
- Alvorlig inflammatorisk akne
- Åpne sår
- Hudinfeksjoner
- Skjøre kapillærer
- Aktiv irritasjon eller betennelse
- Nylige brannskader eller skader

Påføringsprotokoll

Forberedelse av huden

- Fjern sminke og rens huden på forhånd
- Fukt børsten før du starter
- Påfør en egnet rens, ansiktssåpe eller eksfoliering

Arbeidsteknikk

1. Velg riktig hode.
2. Slå på enheten.
3. Øk hastigheten gradvis etter hva huden tåler.
4. Velg rotasjonsretning (høyre eller venstre)
5. Jobb med lette, jevne sirkulære bevegelser.
6. Del ansiktet inn i soner:
 - Kinn

- Nese
- Hake
- Panne

Anbefalt tid per område:

Ø Omtrent 10 sekunder per område

Total anbefalt tid

Ø 5–10 minutter

Avhenger av hudtype og hvor mye eksfoliering som er nødvendig.

Faglige anbefalinger

- Ikke legg for mye trykk på huden
- Hold bevegelsen jevn og kontinuerlig
- Tilpass intensitet og hastighet etter hudens sensitivitet
- Bruk produkter som er kompatible og ikke irriterer
- Unngå sterke sure eller alkaliske produkter
- Avslutt behandlingen med beroligende og fuktgivende produkter

Hygiene og desinfeksjon

God hygiene av tilbehøret er avgjørende for å sikre både trygg bruk og lang levetid på utstyret.

Anbefalt rengjøring:

1. Vask hodet med lunkent vann og såpe etter hver bruk.
2. Legg hodet i desinfeksjonsløsning i 5 minutter.
3. Deretter legges det i alkohol i 30 minutter.
4. Steriliser med ultrafiolett lys.
5. Oppbevares helt tørt i en steril beholder.

Viktige forholdsregler

- Ikke bruk for hardt trykk under behandlingen
- Ikke bruk på skadet eller sensitiv hud
- Unngå svært alkaliske eller sure stoffer
- Slå av og trekk ut kontakten etter hver bruk
- Steriliser hodene før og etter hver behandling

Forventede resultater

Huden fremstår:

- Renere og mer oksygenert
- Mykere og mer strålende
- Med en jevn hudstruktur
- Med mindre opphopning av urenheter
- Mer revitalisert og sunnere
- Bedre forberedt for påfølgende behandlinger

info@weelko.com

www.weelko.com