


Bruksanvisning

Skjønnhetsapparat

WKB010

ULTRALYD



VERSJON 1.0

WK
Importert av
WEEKO BARCELONA SL

Industriområde La Vallidón
Cami de Garreta, 92
08600 Berga
Barcelona - Spania
T: +34 93 824 90 20
E: info@weeko.com

Tusen takk for at du har valgt produktet vårt. Denne håndboken er utarbeidet for å hjelpe deg med å bruke instrumentet på en effektiv måte. Vi håper våre produkter og tjenester gir deg en førsteklasses opplevelse.

Denne brukerveiledningen inneholder all generell informasjon om instrumentet. Den er et naturlig utgangspunkt for nye brukere, med en overordnet introduksjon til systemet, en forklaring på hvordan det fungerer, samt detaljer om installasjon og ulike driftsmåter.

Forholdsregler ved bruk

1. Før du slår på maskinen, må du lese brukerveiledningen nøye. Operatører skal kjenne brukerveiledningen og betjeningsmetodene, og instrumentet skal håndteres av en utpekt ansvarlig;
2. Ikke bruk grenuttak/skjøteledning, for å unngå brannfare;
3. Når du bytter sikring, skal strømbryteren alltid slås av for å forebygge brann og elektrisk støt;
4. Det skal brukes strømforsyning på 220V±22V, 50HZ±1HZ og en jordet stikkontakt med god jording;
5. Bruk av skadet eller endret strømkabel kan medføre fare for brann og elektrisk støt;
6. Hvis instrumentet er løst, har falt ned eller er skadet, kontakt selskapet så snart som mulig;
7. Ikke bruk instrumentet i ustabile omgivelser, som ved helling, vibrasjon eller støt;
8. Det må ikke komme vann eller smuss inn i instrumentet. Dersom fremmedlegemer kommer inn, kontakt selskapet umiddelbart;
9. Ved flytting av instrumentet må støpselet trekkes ut først;
10. Ved flytting av instrumentet bør vibrasjoner så langt som mulig unngås;
11. Instrumentet skal plasseres på et stabilt underlag, med minst 5 cm fri plass rundt for å sikre luftsirkulasjon og god varmeavledning;
12. Ikke dekk til instrumentet, slik at luftåpningene ikke blokkeres;
13. Unngå å bruke instrumentet i følgende miljøer: direkte sollys; høy luftfuktighet; nær vann; steder med vibrasjon eller helning; miljøer med sterke magnetfelt; steder der elektromagnetiske bølger eller impuls-/spenningsstøt forekommer; steder der kjemikalier lagres eller der det finnes etsende gasser;

Pakkeliste

Navn	Bilde Antall
Hovedenhet	1
Ultralydprobe for ansikt	1
Ultralydprobe for øye	1
Strømkabel	1

Produktspesifikasjoner

- Inngangsspenning: AC 220V-240V
- Produktfrekvens: 50/60HZ
- Effekt: 15W
- Emballasjemål: 27x22x15CM
- Bruttovekt: 1.6KG
- Nettovekt: 1.35KG

Introduksjon til instrumentet



Brukstrinn for instrumentet

1. Koble enheten til en 220 V strømkilde. Eheten avgir et "pip" som indikerer at den er slått på og går i standby-modus. Displayet viser den innstilte tiden på 15 minutter, og standard energinivå er trinn 1;
2. Trykk på  eller  på hver side av tidsvinduet på displayet for å justere arbeidstiden. Innstillingsområdet er 1–30 minutter, med 1 minutt per justering;
3. Trykk på  eller  knappene på hver side av energilinen for å øke eller redusere energinivået. Det finnes 10 justerbare trinn (1–10), der trinn 10 er høyeste intensitet;
4. Trykk  for å bytte mellom ansikts- og øyeutgang;
5. Trykk  for å bytte ultralydens arbeidsmodus.  er kontinuerlig modus, og  er intervallmodus;
6. Trykk på  for å starte ultralydfunksjonen og begynne nedtellingen. Når tiden er ute, gir enheten et varsel signal "pip~pip~pip~". Funksjonen slås av, tiden settes tilbake til 15 minutter, og energinivået tilbakestilles til trinn 1.

14. Instrumentet skal ikke plasseres eller brukes i nærheten av radioer, TV-er, kopimaskiner, faksmaskiner osv.;
15. Ikke bruk det sammen med andre apparater (for eksempel mikrobølgeovner) for å unngå gjensidig forstyrrelse som kan føre til feilbetjening;
16. Dersom det oppstår en unormal situasjon med instrumentet eller pasienten under bruk, skal operatøren umiddelbart flytte behandlingshåndtaket bort fra pasienten, trykke på stoppbryteren og avslutte bruken av instrumentet;
17. Instrumentet skal brukes korrekt av kvalifiserte operatører. Personell som ikke er operatører, har ikke lov til å bruke instrumentet;
18. Etter endt behandling settes kontrollhåndtaket tilbake i holderen;
19. Etter bruk av behandlingshåndtaket skal proben rengjøres før neste bruk.

Forholdsregler ved feilsøking, oppbevaring og inspeksjon

1. Ikke bruk instrumentet dersom det har en feil. Ved røyk, brent lukt eller hvis det ikke lar seg betjene, kan fortsatt bruk føre til brann eller elektrisk støt. Trykk straks på stoppknappen, slå av strømmen, trekk ut støpselet og kontakt selskapet eller forhandleren umiddelbart;
2. Personell som ikke er fagteknikere, har strengt forbud mot å reparere eller endre instrumentet. Instrumentet må aldri åpnes innvendig;
3. Instrumentet og tilhørende komponenter skal kontrolleres regelmessig;
4. Ikke bruk rengjøringsutstyr som kan skade instrumentets beskyttende overflate, for eksempel børster, koster o.l.;
5. Dersom instrumentet ikke har vært brukt på mer enn 2 uker, må det inspiseres nøye før det tas i bruk igjen.

Grupper som ikke skal bruke produktet

(Ikke bruk dersom du tilhører noen av gruppene nedenfor)

- Personer med implantert pacemaker, hjertestarter (ICD) eller metallimplantater i kroppen (for eksempel stålplater eller mangnagler);
- Gravide, ammende og personer som har menstruasjon;
- Personer med epilepsi, høyt blodtrykk, alvorlig hjertesykdom, diabetes, svulster eller kreft, eller sykdommer i skjoldbruskkjertelen;
- Personer med åpne sår, hudskader, kraftig betennelse, eksem eller dermatitt, eller med synlige blodkar i ansiktet (spider veins) eller rosacea;
- Personer som nylig har fått botulinumtoksin-injeksjoner, filler-injeksjoner, laserbehandling, kjemisk peeling eller plastisk kirurgi (vanligvis innen 6 måneder);
- Personer med tidligere hudallergier eller allergi mot metaller, silikon eller kosmetikk.

Hvem produktet passer for

1. Egnet for daglig hudpleie for friske voksne;
2. Bruk med forsiktighet på sensitiv hud, hud med aktiv aknebetennelse og hud med sår eller skader;
3. Gravide, ammende og personer med hudsykdommer i ansiktet eller andre helseplager anbefales å rådføre seg med lege før bruk.

Forberedelser før bruk

1. Før bruk: Rengjør hovedenheten til skjønnhetsapparatet og tilbehøret grundig, slik at det ikke er flekker eller rester av hudpleieprodukter;
2. Rens ansiktshuden og påfør en passende mengde lettabsorberende hudpleie, for eksempel toner og serum. Det anbefales å unngå svært fete eller tykke kremer.

Avslåing og rengjøring

Etter bruk: Tørk av overflaten på behandlingshodet med en ren, myk klut eller bomullspad for å fjerne rester av hudpleieprodukter, og oppbevar apparatet på et tørt og godt ventilert sted.

Tilleggsmerknader for bruk

1. Dette produktet er et hjelpemiddel for hudpleie, har ingen medisinsk effekt og kan ikke erstatte legemidler eller profesjonell medisinsk-estetisk behandling;
2. Under bruk skal behandlingshodet holdes i kontakt med huden. Unngå "tørr bruk" (å slå på apparatet når behandlingshodet ikke berører huden) for å forhindre redusert effekt eller forkortet levetid på apparatet;
3. Ikke bruk det for lenge hver gang. Det anbefales å bruke det én gang daglig eller annenhver dag. Overbruk kan belaste huden;
4. Hvis du opplever ubehag som varmek følelse eller stikking under bruk, stopp umiddelbart, rens ansiktet og følg med på hudtilstanden. Dersom ubehaget ikke gir seg, bør du kontakte fagpersonell så snart som mulig.