


Brukermanual

Skjønnhetsapparat

WKB011

HØYFREKVENNS + GALVANISK



VERSJON 1.0

WK
Importert av
WEEKO BARCELONA SL

Pol. Ind. La Vall d'au
Camí de Garreta, 92
08600 Berga
Barcelona - Spania
T: +34 93 824 90 20
E: info@weeko.com

Tusen takk for at du har valgt produktet vårt. Denne veiledningen er utarbeidet for å hjelpe deg med å bruke instrumentet på en effektiv måte. Vi håper produktene og tjenestene våre gir deg en førsteklasses opplevelse.

Denne brukerveiledningen inneholder all generell informasjon om instrumentet. Den er et naturlig utgangspunkt for nye brukere, med en overordnet introduksjon til systemet, en forklaring på hvordan det fungerer, samt detaljer om installasjon og ulike driftsmåter.

Forholdsregler ved bruk

1. Før du slår på maskinen, må du lese brukerveiledningen nøye. Operatører skal være godt kjent med brukerveiledningen og betjeningsmetodene, og instrumentet skal forvaltes av en ansvarlig utpekt person;
2. Ikke bruk skjøteuttak/forgrener for å unngå brannfare;
3. Når du bytter sikring, skal du alltid slå av strømbryteren for å forebygge brann og elektrisk støt;
4. Det må brukes strømforsyning på 220V±22V, 50HZ±1HZ og en forskriftsmessig jordet stikkontakt;
5. Bruk av skadet eller endret strømkabel kan medføre brannfare og risiko for elektrisk støt;
6. Hvis instrumentet er løst, har falt ned eller er skadet, kontakt selskapet så snart som mulig;
7. Ikke bruk instrumentet i ustabile omgivelser, for eksempel ved helning, vibrasjon eller støt;
8. Det må ikke komme vann eller smuss inn i instrumentet. Hvis fremmedlegemer kommer inn, kontakt selskapet umiddelbart;
9. Når instrumentet skal flyttes, må støpselet trekkes ut først;
10. Ved flytting av instrumentet, forsøk å unngå vibrasjoner;
11. Instrumentet skal plasseres på et stabilt underlag, med minst 5 cm klaring rundt for å sikre luftsirkulasjon og god varmeavledning;
12. Ikke dekk til instrumentet, slik at ventilasjonsåpningene ikke blokkeres;
13. Unngå å bruke instrumentet i følgende miljøer: direkte sollys; høy luftfuktighet; nær vann; steder med vibrasjon eller helning; miljøer med sterke magnetfelt; steder med elektromagnetiske bølger eller impuls-/spenningsstøt; steder der kjemikalier lagres eller det finnes etsende gasser;

Pakkeliste

Navn	Bilde Antall
Hovedenhet	1
Galvaniske rullehåndtak	2
Galvanisk håndholdt stav	1
Høyfrekvenshåndtak	1
Tungeformet elektroterapirør	1
Rett elektroterapirør	1
Buet elektroterapirør	1
Soppformet elektroterapirør	1
Strømledning	1

Produktspesifikasjoner

- Inngangsspenning: AC 220V–240V
- Frekvens: 50/60Hz
- Effekt: 15W
- Emballasjemål: 22x22x20CM
- Bruttovekt: 1.7KG
- Nettovekt: 1.45KG

14. Dette apparatet må ikke plasseres eller brukes i nærheten av radioer, TV-er, kopimaskiner, faksmaskiner osv.;
15. Ikke bruk det sammen med andre apparater (for eksempel mikrobølgeovn) for å unngå gjensidig forstyrrelse som kan føre til feilbetjening;
16. Dersom det oppstår en unormal situasjon med apparatet eller brukeren under drift, skal operatøren umiddelbart føre behandlingshåndtaket bort fra brukeren, trykke på stoppbryteren og avslutte bruken av apparatet;
17. Apparatet skal brukes korrekt av kvalifiserte operatører. Personell som ikke er operatører, har ikke tillatelse til å bruke apparatet;
18. Etter endt behandling settes kontrollhåndtaket tilbake i holderen for kontrollhåndtaket;
19. Etter bruk av behandlingshåndtaket skal proben rengjøres grundig før neste bruk.

Forholdsregler ved feilsøking, lagring og inspeksjon

1. Ikke bruk apparatet hvis det har en feil. Ved røyk, brent lukt eller hvis det ikke lar seg betjene, kan videre bruk føre til brann eller elektrisk støt. Trykk straks på stoppknappen, slå av strømmen, trekk ut støpselet og kontakt selskapet eller forhandleren umiddelbart;
2. Andre enn autoriserte fagteknikere har strengt forbud mot å reparere eller endre apparatet. Apparatet må aldri åpnes innvendig;
3. Apparatet og tilbehøret skal kontrolleres jevnlig;
4. Ikke bruk rengjøringsutstyr som kan skade apparatets beskyttende overflate, som børster, koster osv.;
5. Hvis apparatet ikke har vært brukt på mer enn 2 uker, må det kontrolleres nøye før det tas i bruk igjen.

Grupper som ikke skal bruke produktet

(Ikke bruk dersom du tilhører en av følgende grupper)

- Personer med implantert pacemaker, hjertestarter (defibrillator) eller metallimplantater i kroppen (f.eks. stålplater, be
- Gravide, ammende og personer som har menstruasjon;
- Personer med epilepsi, høyt blodtrykk, alvorlig hjertesykdom, diabetes, svulster eller kreft, eller sykdommer i skjoldbruskkjertelen;
- Personer med åpne sår, hudskader, kraftig betennelse, eksem eller dermatitt, eller med utvidede blodkar i ansiktet (spindelnevårer) eller rosacea;
- Personer som nylig har fått botulinumtoksin-injeksjoner, filler, laserbehandling, kjemisk peeling eller kosmetisk kirurgi (vanligvis innen 6 måneder);

Etter bruk

- Avslutningsprosedyre: Drei først intensitetsknappen tilbake til laveste nivå eller posisjon "0", og slå deretter av strømmen;
- Fjern elektroden: Når strømmen er slått av og kontakten er trukket ut, ta forsiktig ut glass-elektroderøret. Ikke dra hardt i det;
- Rengjøring og vedlikehold: Tørk av håndtaket og elektroderøret med en myk, lett fuktet klut, og oppbevar dem på et kjølig og tørt sted etter at de har tørket.



Brukstrinn for apparatet

1. Koble enheten til en 220V strømkilde. Enheten gir fra seg en "beep"-lyd, som betyr at den er slått på og går inn i standby-modus. Displayet viser forhåndsinnstilt tid på 30 minutter, standardfunksjonen er Høyfrekvens, standard energi er nivå 0, og energilinen er helt av;
2. Trykk på  eller  -knappene på hver side av tidsvinduet i displayet for å styre arbeidstiden. Innstillingsområdet er 1–60 minutter, med 1 minutt per justering;
3. Trykk på  eller  -knappene på hver side av energilinen for å øke eller senke energien for Høyfrekvens eller Import/Eksport. Det finnes 0–10 justerbare nivåer. Nivå 0 betyr at utgangen er av, og nivå 10 er høyeste intensitet;
4. Trykk  (MODE SW) for å bytte mellom Høyfrekvens og Import/Eksport funksjoner;
5. Trykk  for å velge Import eller Eksport, som kun fungerer under Import/Eksport-funksjonen;
6. Trykk på  knappen for å starte Høyfrekvens- eller Import/Eksport-funksjonen og begynne nedtelling. Når tiden er ute, vil enheten gi fra seg et "beep~beep~beep~"-varsel, funksjonen slås av, tiden settes tilbake til 30 minutter, og energien tilbakestilles til nivå 0.