



BEQUIPMENT VACUUM&SPRAY • Ref. WKB2504A

SUGE- OG SPRAYUTSTYR

Dyp rens, utklemming og profesjonell avstuvning av ansiktet

Suge- og sprayutstyret er en estetisk teknologi utviklet for å komplettere protokoller for dyp ansiktsrens, med vakuumsfunksjon og trykkspraying av kosmetiske løsninger.

Det kombinerer et kontrollert sugesystem som gjør det enklere å fjerne urenheter, komedoner og overflødig talg, med en spray-airbrush som trykkdispenserer løsninger og kosmetiske produkter. Resultatet blir en jevnere finish, samtidig som huden friskes opp, roes ned og avstues etter behandlingen.

Takket være den mekaniske og stimulerende effekten fremmer det mikrosirkulasjon, forbedrer hudens stoffskifte og optimaliserer rens på en trygg og skånsom, ikke-invasiv måte.

Det er et ideelt verktøy i ansiktsprotokoller for grundig rens, fet hud, tilstoppet hud og avsvellende behandlinger.

Hvordan fungerer det?

Systemet fungerer ved hjelp av to teknologier:

☐ Vakuumsug

Det bruker munnstykker i ulike størrelser, koblet til et kontrollert sugesystem som gjør det mulig å:

- Fjern urenheter
- Fjern hudormer
- Bidra til dyp porerens
- Stimulere blodsirkulasjonen
- Forbedre oksygeneringen i vevet
- Gjør det enklere å fjerne oppsamlede rester

Indikasjoner

Særlig anbefalt for:

- Fet og kombinert hud
- Tilstoppede porer
- Svarte prikker
- Tett hud
- Lett akne
- Overflødig talg
- Dyp ansiktsrens
- Livløs hud
- Hud med oppsamlede urenheter

Kontraindikasjoner

Skal ikke brukes ved:

- Aktiv rosacea
- Svært sensitiv hud
- Kraftig utvidede kapillærer
- Åpne sår
- Hudinfeksjoner
- Alvorlig inflammatorisk akne
- Irritert eller skadet hud
- Aktiv dermatitt
- Nylige brannskader
- Betydelige karsykdommer
 - Unngå for kraftig sug på sensitiv eller tynn hud.

Profesjonell behandlingsprotokoll

Forberedelse av huden

1. Fjern sminke og rens huden grundig.
2. Bruk gjerne ozondamp eller varme for å gjøre utklemming enklere.
3. Vurder hudtype og sensitivitet.

Sugefunksjon

Arbeidsteknikk

1. Velg riktig munnstykke.
2. Juster vakuumbstyrken fra lav til høy.
3. Hold håndstykket i kontinuerlig bevegelse.

4. Før den forsiktig over huden, alltid i oppadgående retning.
5. Ikke hold hodet stille over samme område.

Anbefalte områder:

- Nese
- Hake
- Panne
- T-sone
 - Unngå for kraftig sug for å forebygge blåmerker eller irritasjon.

Anbefalt tid

Ø 5–10 minutter

Avhenger av:

- hudtype
- mengde urenheter
- hudens sensitivitet

Faglige anbefalinger

Kan kombineres med:

- Ozon-damp Ultralydpeeling Mikrodermabrasjon Høyfrekvens Kaldhammer
Hydrodermabrasjon

Viktige forholdsregler

- Hold håndstykket i jevn bevegelse.
- Unngå høy intensitet på sensitiv hud.
- Ikke bruk over aktive utbrudd.
- Unngå for hardt trykk.
- Sørg for at hodene er helt desinfiserte.

Hygiene og vedlikehold

Etter hver behandling:

- Rengjør hodene
- Desinfiser grundig
- La delene tørke før oppbevaring
- Sjekk slanger og koblinger jevnlig

Det metalliske håndstykket og hodene sikrer:

- bedre hygiene
- høy slitestyrke
- profesjonell holdbarhet

Inkludert tilbehør

Enheten leveres med 3 sugehoder i ulike tykkelser, utviklet for forskjellige behov for utklemming og ansiktsbehandling.

Hovedfunksjoner:

- Fjerning av hudormer
- Fjerning av urenheter
- Rensing av tilstoppede porer
- Fjerning av overflødig talg
- Støtte ved milde aknebehandlinger
- Fjerning av rester og sminke

Hodene er slitesterke, hygieniske og enkle å rengjøre og desinfisere.

Forventede resultater

- Huden kan se ut med en gang:
- Dyp porerens
- Fjerning av hudormer og komedoner
- Fjerning av oppsamlet talg
- Bedre mikrosirkulasjon
- Oksygenering av vevet
- Redusert hevelse i ansiktet
- Mindre urenheter

Profesjonell spray-airbrush

☒ Ansiktsspray

System utviklet for jevn forstøving av ansiktstoner, løsninger eller lotions.

Med en profesjonell airbrush forstøver enheten toner eller løsninger under trykk som fine partikler på huden, noe som bidrar til effektiv opptak av aktive ingredienser.

Denne funksjonen bidrar til:

- Friske opp huden

- Demp betennelse og rødhet
- Ro ned sensitivitet etter behandling
- Gi lett overflatefukt
- Øk hudkomforten

Fordeler med ansiktsspray

Den trykksatte sprayfunksjonen med en profesjonell airbrush gir flere fordeler i ansiktsprotokoller, særlig på sensitiv, tilstoppet hud eller etter peeling- og ekstraksjonsprosedyrer.

Ingen direkte kontakt Siden den ikke bruker pensler, svamper eller direkte manuell kontakt, er ansiktsspray en svært hygienisk metode som er skånsom mot huden. Dette gjør det mulig å:

- Redusere hudirritasjon
- Minimere risikoen for krysskontaminering
- Jobbe komfortabelt på sensitiv eller sensibilisert hud
- Øke komforten under behandlingen

Spesielt anbefalt etter:

- Utrensing
- Mikrodermabrasjon
- Ultralydpeeling
- Hydradermabrasjon
- Avsvellende behandlinger

☐ Bedre opptak av aktive ingredienser

Lufttrykket fra airbrushen bidrar til å fordele de aktive ingrediensene jevnt og fremmer en lett, overflatisk inntrengning i huden.

Dette gir:

- Økt fuktighet i huden
- Bedre oksygenering av vevet
- Den beroligende effekten av tonere og lotioner

- Effekten av produktene som påføres
 - «Airbrush»-effekt eller profesjonell glød

Arbeidsteknikk

1. Fyll beholderen med toner eller en beroligende løsning.
2. Spray jevnt over ansiktet.
3. Hold passende avstand ved påføring.
4. Kan brukes som siste steg i behandlingsprotokollen.

Fordeler etter behandling

- Frisker opp og roer ned umiddelbart
- Reduserer rødhet
- Bidrar til å dempe hevelser
- Gir en mer behagelig følelse
- Umiddelbar glødeffekt
- Jevnere og mer revitalisert hud
- Forfriskende følelse
- Soft-focus «airbrush»-finish
- Synlig forbedring av hudens tekstur

Sprayen legger seg som en fin og jevn mist over huden og gir en frisk, strålende og naturlig finish.

Huden ser ut:

- Friskere og jevnere
- Fuktet, beroliget og strålende
- Et ideelt supplement til ansiktsprotokoller

info@weelko.com

www.weelko.com