



BEQUIPMENT COLD&HOT HAMMER • Ref. WKB3004

KALD HAMMER – KRYOTERAPI OG TERMOTERAPI FOR ANSIKT MED VARME

Kald- og varmhammeren er en teknologi utviklet for å arbeide på huden med kontrollerte temperaturstimuli, og for å kombinere fordelene ved termoterapi (varme) og kryoterapi (kulde) i profesjonelle ansiktsprotokoller.

Dette apparatet gjør det mulig å stimulere blodsirkulasjonen med varme, fremme poreåpning, forbedre opptaket av aktive ingredienser og få vevet til å slappe av; mens kuldefunksjonen bidrar til å roe ned huden, redusere rødhet, dempe hevelse i vevet, minske betennelser og trekke sammen porene.

Takket være allsidigheten er dette et ideelt verktøy som kompletterer behandlinger som ansiktsrens, fuktbehandling, foryngelse og estetiske apparatbehandlinger.

Varmefunksjon – termoterapi for ansikt

Varmefunksjonen virker direkte på huden ved en kontrollert temperaturøkning og bidrar til:

- Muskelavslapning
- Aktivisering av blodsirkulasjonen
- Oksygenering av vevet
- Åpning av porene – ideelt når damp ikke kan brukes.
- Forbereder huden for utrensing eller for at aktive ingredienser kan trenge inn
- Økt opptak av kosmetiske produkter

Viktigste fordeler

- Avslapper vevet
- Forbedrer blodsirkulasjon og oksygenering

- Gjør utrensing enklere
- Fremmer at aktive ingredienser trenger inn
- Gir en behagelig følelse
- Forbereder huden på videre behandlinger

Kulde-funksjon – ansiktskryoterapi

Kulde-funksjonen gir en beroligende og blodåresammentrekkende effekt på vevet, og bidrar til å:

- Redusere rødhet
- Dempe betennelser
- Berolige sensitiv hud
- Redusere hevelser i huden
- Lukke porene
- Øke komforten etter behandlingen

Anbefales spesielt etter eksfolierende behandlinger eller som del av en ansiktsbehandling.

Viktigste fordeler

- Umiddelbar beroligende effekt
- Mindre sensitivitet
- Reduksjon av rødhet
- Lukker porene
- Frisk og oppkvikkende effekt
- Forbedrer hudens utseende

Hovedbruksområder og fordeler

- Beroliger og avlaster huden
- Stimulerer blodsirkulasjonen
- Fremmer oksygenering av vevet
- Bidrar til å lukke porene
- Forbedrer opptaket av virkestoffer
- Reduserer irritasjon og sensitivitet
- Kompletterer ansiktsprotokoller
- Gir en avslappende og oppkvikkende effekt

- Øker komforten etter behandlingen

Indikasjoner

Spesielt anbefalt for:

Varmefunksjon

- Livløs hud
- Forberedelse før dyprens
- Fuktighetsprotokoller
- Nærende behandlinger
- Hud med dårlig blodsirkulasjon
- Forberedelse før apparatbehandling

Kjølefunksjon

- Sensitiv eller sensibilisert hud
- Etter ekstraksjoner
- Etter peeling
- Etter hydrodermabrasjon
- Mild rosacea (avhengig av toleranse)
- Poser under øynene og lett hevelse
- Beroligende behandlinger
- Dreneringsprotokoller

Passer for de fleste hudtyper.

Kontraindikasjoner

Skal ikke brukes ved:

- Svært høy overfølsomhet for kulde eller varme
- Aktiv, alvorlig rosacea
- Betydelige karforandringer
- Åpne sår
- Aktive infeksjoner
- Alvorlige betennelsesprosesser
- Alvorlige forstyrrelser i hudens følsomhet
- Nylige brannskader

- □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Profesjonell behandlingsprotokoll

Forberedelse av huden

1. Utfør ansiktsrens på forhånd.
2. Påfør kontaktgel, toner eller serum.
3. Velg kulde- eller varmfunksjon etter behandlingsmål.

Enhetsoppsett

1. Velg: Function → Cold Hot Hammer
2. Velg: STATE → Cool eller Heat
3. Still inn temperatur: ENERGY
4. Still inn tid: TIMER
5. Trykk: START/PAUSE
6. Aktiver også knappene «+» eller «-» på hammeren.
 - Hvis knappene på håndstykket ikke trykkes inn, starter ikke systemet.

Arbeidsteknikk

- Bruk myke, langsomme og oppadgående bevegelser.
- Hold konstant kontakt med huden.
- Ikke hold hodet for lenge på samme sted.
- Juster temperaturen etter kundens følsomhet.

Kan brukes på:

- Ansikt
- Hals
- Dekolleté

Anbefalt tid

☒ 5- 10 minutter

Avhenger av protokollen og hudens sensitivitet.

Profesjonelle anbefalinger

Varmefunksjon

Ideell før:

- Ekstraksjoner
- Hydrodermabrasjon
- Påføring av virkestoffer
- Nærende behandlinger

Kjølefunksjon

Ideell etter:

- Ultralydpeeling
- Mikrodermabrasjon
- Ekstraksjoner
- Hydro Facial
- Ultralyd
- Høyfrekvens

Viktige merknader

- Ved første gangs bruk kan systemet trenge opptil 5 minutter på å stabilisere temperaturen.
- La det gå omtrent 3 minutter mellom behandlinger som følger rett etter hverandre.
- Ikke blokker ventilasjonsåpningene på håndstykket.
- Overoppheting kan forårsake elektriske skader.

Viktige forholdsregler

- Ikke bruk ekstreme temperaturer på svært sensitiv hud.
- Ikke bruk på sår eller skadet hud.
- Unngå for høyt trykk.
- Hold håndstykket i kontinuerlig bevegelse.
- Rengjør og desinfiser etter hver bruk.
- Ikke senk hodet ned i væsker.

Hygiene og vedlikehold

- Rengjør hodet etter hver behandling.
- Bruk milde desinfeksjonsmidler.
- Hold apparatet tørt og godt ventilert.
- Kontroller ventilasjonsåpninger og tilkoblinger jevnlig.

Forventede resultater

Huden ser umiddelbart slik ut:

- Mer rolig og mindre hoven
- Friskere og revitalisert
- Jevnere og mer behagelig
- Med mindre rødhet og irritasjon
- Mer strålende og avslappet
- Med bedre utseende og hudtekstur

info@weelko.com

www.weelko.com



BEQUIPMENT COLD&HOT HAMMER • Ref. WKB3004

KALD HAMMER – KRYOTERAPI OG ANSiktstermoterapi MED VARME

Kald-/varmhammeren er en teknologi utviklet for å arbeide på huden med kontrollerte temperaturstimuli, og for å samle fordelene fra termoterapi (varme) og kryoterapi (kulde) i profesjonelle ansiktsprotokoller.

Dette apparatet gjør det mulig å stimulere blodsirkulasjonen med varme, fremme poreåpning, forbedre opptaket av aktive ingredienser og gi vevet avspenning; mens kuldefunksjonen bidrar til å roe ned huden, redusere rødhet, dempe hevelser i vevet, minske betennelse og lukke porene.

Takket være allsidigheten er dette et ideelt verktøy som kan supplere behandlinger som ansiktsrens, fuktbehandling, foryngelse og estetiske apparatbehandlinger.

Varmefunksjon – termoterapi for ansikt

Varmefunksjonen virker direkte på huden gjennom en kontrollert temperaturøkning og bidrar til:

- Muskelavslapning
- Aktivisering av blodsirkulasjonen
- Økt oksygenering av vevet
- Åpning av porer – ideelt når damp ikke kan brukes.
- Forbereder huden for renser eller for at aktive ingredienser skal trenge inn
- Bedre opptak av kosmetiske produkter

Hovedfordeler

- Avslapper vevet
- Forbedrer blodsirkulasjon og oksygenering

- Gjør hudrens enklere
- Fremmer opptak av aktive ingredienser
- Gir en behagelig følelse
- Forbereder huden på påfølgende behandlinger

Kjølefunksjon – ansiktskryoterapi

Kjølefunksjonen gir en beroligende og karkontraherende effekt på vevet og bidrar til å:

- Redusere rødhet
- Dempe betennelse
- Berolige sensitiv hud
- Redusere hevelser i huden
- Lukke porene
- Øke komforten etter behandlingen

Anbefales spesielt etter eksfolierende behandlinger eller som avslutning av en ansiktsbehandling.

Viktigste fordeler

- Umiddelbar beroligende effekt
- Mindre sensitivitet
- Reduserer rødhet
- Strammer porene
- Frisk og oppkvikkende effekt
- Forbedrer hudens utseende

Hovedbruksområder og fordeler

- Beroliger og reduserer hevelser i huden
- Stimulerer blodsirkulasjonen
- Fremmer oksygenering av vevet
- Bidrar til å stramme porene
- Forbedrer opptaket av aktive ingredienser
- Reduserer irritasjon og sensitivitet
- Kompletterer ansiktsprotokoller
- Gir en avslappende og oppkvikkende effekt

- Øker komforten etter behandlingen

Indikasjoner

Særlig anbefalt for:

Varmefunksjon

- Livløs hud
- Forberedelse til utrensing
- Fuktighetsprotokoller
- Nærende behandlinger
- Hud med dårlig blodsirkulasjon
- Forberedelse før apparatteknologi

Kjølefunksjon

- Sensitiv eller irritert hud
- Etter ekstraksjoner
- Etter peeling
- Etter hydrodermabrasjon
- Mild rosacea (avhengig av toleranse)
- Poser under øynene og lett hevelse
- Beroligende behandlinger
- Avsvellende protokoller

Egnet for de fleste hudtyper.

Kontraindikasjoner

Skal ikke brukes ved:

- Ekstrem overfølsomhet for kulde eller varme
- Aktiv, alvorlig rosacea
- Betydelige endringer i blodårer
- Åpne sår
- Aktive infeksjoner
- Alvorlige betennelsestilstander
- Alvorlige problemer med hudens følsomhet
- Nylige brannskader

- 

Profesjonell behandlingsprotokoll

Forberedelse av huden

1. Utfør ansiktsrens på forhånd.
2. Påfør kontaktgel, toner eller serum.
3. Velg kulde- eller varmefunksjon ut fra behandlingsmålet.

Enhetsoppsett

1. Velg: Function → Cold Hot Hammer
2. Velg: STATE → Cool eller Heat
3. Still inn temperatur: ENERGY
4. Still inn tid: TIMER
5. Trykk: START/PAUSE
6. Aktiver også knappene «+» eller «-» på hammeren.
 - Hvis knappene på håndstykket ikke trykkes inn, starter ikke systemet.

Arbeidsteknikk

- Utfør myke, rolige og oppadgående bevegelser.
- Hold kontinuerlig kontakt med huden.
- Ikke hold hodet for lenge på samme sted.
- Juster temperaturen etter kundens følsomhet.

Kan brukes på:

- Ansikt
- Hals
- Dekolleté

Anbefalt tid

☒ 5- 10 minutter

Avhenger av protokollen og hudens følsomhet.

Profesjonelle anbefalinger

Varmefunksjon

Ideell før:

- Ekstraksjoner
- Hydrodermabrasjon
- Påføring av virkestoffer
- Nærende behandlinger

Kjølefunksjon

Ideell etter:

- Ultralydpeeling
- Mikrodermabrasjon
- Ekstraksjoner
- Hydro Facial
- Ultralyd
- Høyfrekvens

Viktige merknader

- Ved første gangs bruk kan systemet trenge opptil 5 minutter for å stabilisere temperaturen.
- La det gå omtrent 3 minutter mellom påfølgende behandlinger.
- Ikke blokker ventilasjonsåpningene på håndstykket.
- Overoppheting kan forårsake elektriske skader.

Viktige forholdsregler

- Unngå ekstreme temperaturer på svært sensitiv hud.
- Ikke bruk på sår eller skadet hud.
- Unngå for hardt trykk.
- Hold håndstykket i jevn bevegelse til enhver tid.
- Rengjør og desinfiser etter hver bruk.
- Ikke senk hodet ned i væsker.

Hygiene og vedlikehold

- Rengjør hodet etter hver behandling.
- Bruk milde desinfeksjonsmidler.
- Hold enheten tørr og godt ventilert.
- Kontroller ventilasjonsåpninger og tilkoblinger jevnlig.

Forventede resultater

Huden ser umiddelbart slik ut:

- Mer beroliget og mindre hoven
- Friskere og mer revitalisert
- Jevnere og mer behagelig
- Med mindre rødhet og irritasjon
- Mer strålende og avslappet
- Med et forbedret utseende og en jevnere hudtekstur

info@weelko.com

www.weelko.com