



BEAUTY

BEQUIPMENT 313B

Ref. F313B

Galvanic device with direct current and constant intensity, designed for facial use. Its application helps facilitate the penetration of active ingredients into the skin, especially during deep facial cleansing. It helps soften sebaceous deposits and improves the absorption of polarity-applied actives. Ideal for preparing the skin and maximizing treatment results.

Compact and easy to use, it is a useful complement to hygiene and facial care protocols in professional environments.

Weight: 1.9 kg
Dimensions: 20.5x22x7 cm

Packaging size:
37.0x28.0x14.0 cm
G.W.kg 2.7

Features

- ① 2 Galvanic Handpieces (Roller)
- ② 2 Galvanic Handpieces (Sphere)
- ③ Control Unit

Electric features

Input voltage: 220 ~240V
Input frequency: 50Hz/60Hz
Power: 29W
Working Power: 5W
Working Intensity: 30 - 650 Micro Amperes





BEAUTY

BEQUIPMENT 313B

Ref. F313B

Equipo galvánico de corriente continua e intensidad constante, diseñado para uso facial. Su aplicación ayuda a facilitar la penetración de ingredientes activos en la piel, especialmente en limpiezas faciales profundas. Ayuda a ablandar depósitos sebáceos y mejora la absorción de activos aplicados con polaridad. Ideal para preparar la piel y maximizar los resultados del tratamiento.

Compacto y de manejo sencillo, es un complemento útil en protocolos de higiene y cuidado facial en entornos profesionales.

Pes: 1,9 kg
Dimensions: 20,5x22x7 cm

Tamaño del paquete:
37.0x28.0x14.0 cm
G.W.kg 2.7



Características

- ① 2 Manípulo Galvánico (Rodillo)
- ② 2 Manípulo Galvánico (Esfera)
- ③ Unidad De Manejo

Características eléctricas

Voltaje de entrada: 220 ~240V
Frecuencia de entrada: 50Hz/60Hz
Potencia: 29W
Potencia De Trabajo: 5W
Intensidad De Trabajo: 30 - 650 Microamperios



BEAUTY

BEQUIPMENT 313B

Ref. F313B

Dispositivo galvanico a corrente continua e intensità costante, progettato per l'uso facciale. La sua applicazione facilita la penetrazione degli ingredienti attivi nella pelle, soprattutto nelle pulizie profonde del viso. Aiuta ad ammorbidire i depositi sebacei e migliora l'assorbimento degli attivi applicati con polarità. Ideale per preparare la pelle e massimizzare i risultati del trattamento.

Compatto e facile da usare, è un complemento utile nei protocolli di igiene e cura del viso in ambienti professionali.

Peso: 1,9 kg
Dimensioni: 20,5x22x7 cm

Dimensioni del pallet:
37.0x28.0x14.0 cm
G.W.kg 2.7

Caratteristiche

- ① 2 Manipoli Galvanici (Rullo)
- ② 2 Manipoli Galvanici (Sfera)
- ③ Unità Di Controllo

Caratteristiche elettriche

Tensione in ingresso: 220 ~240V
Frequenza di ingresso: 50Hz/60Hz
Potenza: 29W
Potenza Operativa: 5W
Intensità Operativa: 30 - 650 Microampere





BEAUTY

BEQUIPMENT 313B

Ref. F313B

Galvanisches Gerät mit Gleichstrom und konstanter Intensität, für die Anwendung im Gesicht konzipiert. Es unterstützt die Aufnahme aktiver Inhaltsstoffe in die Haut, insbesondere bei tiefen Gesichtereinigungen. Es hilft, Talgablagerungen zu erweichen und verbessert die Aufnahme von Wirkstoffen mit Polarität. Ideal zur Vorbereitung der Haut und zur Maximierung der Behandlungsergebnisse.

Kompakt und einfach zu bedienen, ist es eine nützliche Ergänzung zu Hygiene- und Gesichtspflegeprotokollen in professionellen Umgebungen.

Gewicht: 1,9 kg
Maße: 20,5x22x7 cm

Verpackungsgröße:
37.0x28.0x14.0 cm
G.W.kg 2.7

Eigenschaften

- ① 2 Galvanikhandstücke (Rolle)
- ② 2 Galvanikhandstücke (Kugel)
- ③ Steuereinheit

Elektrische Eigenschaften

Eingangsspannung: 220 ~240V
Eingangsfrequenz: 50Hz/60Hz
Leistung: 29W
Arbeitsleistung: 5W
Arbeitsintensität: 30 - 650 Mikroampere





BEAUTY

BEQUIPMENT 313B

Ref. F313B

Appareil galvanique à courant continu et intensité constante, conçu pour un usage facial. Son application aide à faciliter la pénétration des ingrédients actifs dans la peau, notamment lors des nettoyages faciaux profonds. Il aide à ramollir les dépôts sébacés et améliore l'absorption des actifs appliqués selon leur polarité. Idéal pour préparer la peau et maximiser les résultats du traitement.

Compact et facile à utiliser, il constitue un complément utile aux protocoles d'hygiène et de soins du visage dans les environnements professionnels.

Poids : 1,9 kg
Dimensions : 20,5x22x7 cm

Taille du paquet:
37.0x28.0x14.0 cm
G.W.kg 2.7



Caractéristiques

- ① 2 Pièces À Main Galvaniques (Rouleau)
- ② 2 Pièces À Main Galvaniques (Sphère)
- ③ Unité De Commande

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée : 220 ~240V
Fréquence d'entrée : 50Hz/60Hz
Puissance : 29W
Puissance De Fonctionnement : 5W
Intensité De Fonctionnement : 30 - 650 Microampères