

B-Equipment

Galvanic instrument with direct current and constant intensity. It is used to ease the penetration of cosmetic products and to make deep facial cleansing treatments.

Instrumento galvánico de corriente continua e intensidad constante. Su uso facilita la penetración de activos en limpiezas faciales profundas.

Appareil galvanique à courant continue et intensité constante. Il est utilisé pour faciliter la pénétration des actifs appliqués pendant le soin et pour réaliser un nettoyage du visage en profondeur.

Galvanischgerät mit schwachem Gleichstrom und konstanter Intensität. Es wird eingesetzt damit die Wirkstoffe tiefer dringen und um Tiefengesichtsreinigungen durchzuführen.

F-313A

PACKING SIZE cm
37x27,5x14 (1pcs)
85x38,5x32 (6pcs)

